




Product description

Order number	62.493
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 5 ml, (CxØ): 75 x 13 mm, material: PS, fundo redondo, transparente, tampa de pressão, com impressão, rótulo/impressão: branca, com escala, 1.000 unid./pacote

Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	branca
Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4000 x g

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
Tubo, 5 ml, (CxØ): 75 x 13 mm, PS, com impressão

Page 2

Size

Diâmetro	13 mm
Comprimento do produto	75 mm

Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Corresponde às exigências	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	2000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	2000
Unidades por palete	72000
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	265 mm
Volume da embalagem externa	0.042 cbm
Peso do produto	0.0031 kg
Peso da embalagem externa	6.66 kg
EAN da caixa interna	4038917082006
EAN da embalagem externa	4038917001113

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-05-15

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT