



Product Specification

Tubo de rosca, 5 ml, (CxØ): 75 x 13 mm, fundo redondo, PP, tampa incluída, 100 unid./pacote

Page 1



Product description

Order number	62.504.018
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 5 ml, (CxØ): 75 x 13 mm, fundo redondo, marrom, material: PP, com impressão, rótulo/impressão: branca, com escala, tampa incluída, 100 unid./pacote, 1.000 unidades/caixa

Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	branca
Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Proteção contra a luz	sim
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	5 ml

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Diâmetro	13 mm
Comprimento do produto	75 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	marrom
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Material do tubo	Polipropileno (PP)

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	40000
Volume da embalagem externa	0.0383 cbm
Peso do produto	0.0039 kg
Peso da embalagem externa	4.38 kg
EAN da caixa interna	4038917348119
EAN da embalagem externa	4038917348102

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

