




Product Specification
Tubo de rosca, 5 ml, (CxØ): 75 x 13 mm, fundo
redondo, PP, tampa incluída

Page 1



Product description

Order number	62.504.037
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 5 ml, (CxØ): 75 x 13 mm, fundo redondo, transparente, material: PP, com impressão, rótulo/impressão: azul, com escala, tampa incluída, 1.000 unidades/caixa

Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	azul
Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	5 ml

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Diâmetro	13 mm
Comprimento do produto	75 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Material do tubo	Polipropileno (PP)

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	56000
Profundidade da embalagem externa	568 mm
Largura da embalagem externa	433 mm
Altura da embalagem externa	120 mm
Volume da embalagem externa	0.0295 cbm
Peso do produto	0.0038 kg
Peso da embalagem externa	4.39 kg
EAN da caixa interna	4038917412940
EAN da embalagem externa	4038917412933

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

