



### **Product description**

Order number	62.543.030
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 30 ml, (CxØ): 107 x 25 mm, material: PP, fundo cônico com base plana, branca, tampa de rosca, natural, tampa montada, com impressão, rótulo/impressão: preta, com escala, 125 unid./pacote

### **Product characteristics**

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	preta
Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Proteção contra a luz	sim
Forma do fundo	fundo cônico com base plana
Volume de trabalho	30 ml
Centrifugação máxima (RCF)	8800 x g

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### Size

Diâmetro	25 mm
Comprimento do produto	107 mm
Comprimento com tampa	110 mm
Comprimento sem tampa	107 mm

### Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	branca
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	natural

### Purity & certification

Corresponde às exigências	ADR
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	125
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	12000
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	415 mm
Volume da embalagem externa	0.0657 cbm
Peso do produto	0.0122 kg
Peso da embalagem externa	6.84 kg
EAN da caixa interna	4038917111713
EAN da embalagem externa	4038917076203

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

