



## Product description

|                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Order number        | 62.543                                                                                                                                                                                                                              |
| Descrição do artigo | Tubo de rosca, volume de trabalho: 30 ml, (CxØ): 107 x 25 mm, material: PP, fundo cônico com base plana, transparente, tampa de rosca, natural, tampa montada, com impressão, rótulo/impressão: preta, com escala, 125 unid./pacote |

## Product characteristics

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Rótulo/impressão           | com impressão               |
| Cor impressão/rótulo       | preta                       |
| Graduação                  | sim                         |
| Tipo de fechamento         | tampa de rosca              |
| Forma do fundo             | fundo cônico com base plana |
| Volume de trabalho         | 30 ml                       |
| Centrifugação máxima (RCF) | 8800 x g                    |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





**Size**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Diâmetro               | 25 mm  |
| Comprimento do produto | 107 mm |

**Material & colours**

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Material do produto    | Polipropileno (PP)                |
| Cor do produto         | transparente                      |
| Material de fechamento | High Density Polyethylene (HD-PE) |
| Cor da tampa           | natural                           |

**Purity & certification**

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Corresponde às exigências | ADR                      |
| Categoria do produto      | Diagnóstico in vitro, CE |
| Certificação CE           | CE                       |
| Em lotes                  | sim                      |

**Packaging**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Quantidade mínima do pedido       | 500           |
| Tipo de embalagem interior        | pacote        |
| Unidades por caixa interna        | 125           |
| Unidades por caixa                | 500           |
| Unidades por palete               | 12000         |
| Profundidade da embalagem externa | 398 mm        |
| Largura da embalagem externa      | 398 mm        |
| Altura da embalagem externa       | 415 mm        |
| Volume da embalagem externa       | 0.0657 cbm    |
| Peso do produto                   | 0.0122 kg     |
| Peso da embalagem externa         | 6.84 kg       |
| EAN da caixa interna              | 4038917082365 |
| EAN da embalagem externa          | 4038917001465 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

