



Product description

| | |
|---------------------|--|
| Order number | 62.547.274 |
| Descrição do artigo | Tubo de rosca, volume de trabalho: 50 ml, (CxØ): 114 x 28 mm, material: PP, fundo cônico, transparente, HD-PE, tampa: natural, tampa montada, com impressão, rótulo/impressão: azul/branca, com escala, livre de DNA/DNase/RNase, livre de pirogênio/endotoxinas, não citotóxico, estéril, 25 unid./pacote |

Product characteristics

| | |
|----------------------------|----------------|
| Rótulo/impressão | com impressão |
| Cor impressão/rótulo | azul/branca |
| Graduação | sim |
| Tipo de fechamento | tampa de rosca |
| Forma do fundo | fundo cônico |
| Volume de trabalho | 50 ml |
| Centrifugação máxima (RCF) | 20000 x g |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

| | |
|------------------------|--------|
| Diâmetro | 28 mm |
| Comprimento do produto | 114 mm |

Material & colours

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Material do produto | Polipropileno (PP) |
| Cor do produto | transparente |
| Material de fechamento | High Density Polyethylene (HD-PE) |
| Cor da tampa | natural |

Purity & certification

| | |
|---------------------------|--|
| Corresponde às exigências | ADR |
| Categoria do produto | Diagnóstico in vitro, CE |
| Certificação CE | CE |
| Padrão de pureza | livre de DNA/DNase/RNase, livre de pirogênio/endotoxinas, não citotóxico, estéril |
| Esterilização | Irradiação de elétrons |
| Isenção de pirogênio | sim |
| Em lotes | sim |

Packaging

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Quantidade mínima do pedido | 300 |
| Tipo de embalagem interior | pacote |
| Unidades por caixa interna | 25 |
| Unidades por caixa | 300 |
| Unidades por palete | 9000 |
| Profundidade da embalagem externa | 580 mm |
| Largura da embalagem externa | 328 mm |
| Altura da embalagem externa | 258 mm |
| Volume da embalagem externa | 0.0491 cbm |
| Peso do produto | 0.0128 kg |
| Peso da embalagem externa | 4.61 kg |
| EAN da caixa interna | 4038917242561 |
| EAN da embalagem externa | 4038917242554 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

