



Product description

Order number	62.548.101
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 50 ml, (CxØ): 114 x 28 mm, material: PP, fundo cônico, transparente, HD-PE, tampa: vermelha, tampa incluída, com impressão, rótulo/impressão: branca/azul, com escala, 25 unid./pacote

Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	branca/azul
Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo cônico
Volume de trabalho	50 ml
Centrifugação máxima (RCF)	20000 x g
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Diâmetro	28 mm
Comprimento do produto	114 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	vermelha

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	300
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	25
Unidades por caixa	300
Unidades por palete	8400
Volume da embalagem externa	0.0649 cbm
Peso do produto	0.0149 kg
Peso da embalagem externa	4.99 kg
EAN da caixa interna	4038917376280
EAN da embalagem externa	4038917376273

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

