



Product description

Order number	62.550.061
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 7 ml, (CxØ): 82 x 13 mm, material: PP, fundo redondo, transparente, tampa de rosca, natural, tampa incluída, com impressão, rótulo/impressão: branca, com escala, 100 unid./pacote

Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	branca
Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	7 ml

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Diâmetro	13 mm
Comprimento do produto	82 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	natural
Material do tubo	Polipropileno (PP)

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	36000
Volume da embalagem externa	0.0492 cbm
Peso do produto	0.0039 kg
Peso da embalagem externa	4.38 kg
EAN da caixa interna	4038917264532
EAN da embalagem externa	4038917264525

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

