


Product Specification Tubo de rosca, 15 ml, (CxØ): 120 x 17 mm, PP, com impressão

Page 1



Product description

Order number 62.554.101

Descrição do artigo Tubo de rosca, volume de trabalho: 15 ml, (CxØ): 120 x 17

mm, material: PP, fundo cônico, transparente, tampa de

rosca, vermelha, tampa incluída, com impressão,

rótulo/impressão: branca/azul, com escala, 50 unid./pacote

Product characteristics

Rótulo/impressão com impressão Cor impressão/rótulo branca/azul

Graduação sim

Tipo de fechamento tampa de rosca Forma do fundo fundo cônico

Volume de trabalho 15 ml
Centrifugação máxima (RCF) 20000 x g
Autoclavável (máx. °C) 121 °C

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification Tubo de rosca, 15 ml, (CxØ): 120 x 17 mm, PP, com impressão

Size

Diâmetro 17 mm Comprimento do produto 120 mm

Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto transparente

Material de fechamento High Density Polyethylene (HD-PE)

Cor da tampa vermelha

Purity & certification

Corresponde às exigências IATA

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV

Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 500
Tipo de embalaje interior pacote
Unidades por caixa interna 50
Unidades por caixa 500
Unidades por palete 20000
Volume da embalagem 0.0382 cbm

externa

Peso do produto 0.007 kg Peso da embalagem externa 3.99 kg

EAN da caixa interna 4038917376310 EAN da embalagem externa 4038917376303

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

