



Product description

Order number	62.555.001
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 30 ml, (CxØ): 84 x 30 mm, material: PP, fundo plano, transparente, tampa de rosca, natural, tampa montada, com impressão, rótulo/impressão: branca, com escala, estéril, 50 unid./pacote

Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	branca
Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo plano
Volume de trabalho	30 ml

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Diâmetro	30 mm
Comprimento do produto	84 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Polypropylene (PP)
Cor da tampa	natural

Purity & certification

Corresponde às exigências	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	450
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	450
Unidades por palete	12600
Profundidade da embalagem externa	588 mm
Largura da embalagem externa	398 mm
Altura da embalagem externa	255 mm
Volume da embalagem externa	0.0597 cbm
Peso do produto	0.011 kg
Peso da embalagem externa	5.71 kg
EAN da caixa interna	4038917113205
EAN da embalagem externa	4038917013949

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

