




Product Specification
Tubo de rosca, 4,5 ml, (CxØ): 75 x 12 mm, PP,
com impressão

Page 1



Product description

Order number	62.557.012
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 4,5 ml, (CxØ): 75 x 12 mm, material: PP, fundo redondo, transparente, tampa de rosca, natural, tampa montada, com impressão, rótulo/impressão: branca, com escala, estéril, 100 unid./pacote

Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	branca
Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo redondo
Volume de trabalho	4,5 ml
Centrifugação máxima (RCF)	5000 x g

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Diâmetro	12 mm
Comprimento do produto	75 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	natural

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	56000
Volume da embalagem externa	0.029 cbm
Peso do produto	0.0046 kg
Peso da embalagem externa	5.15 kg
EAN da caixa interna	4038917225762
EAN da embalagem externa	4038917225755

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

