



Product Specification

Tubo de rosca, 3,5 ml, (CxØ): 92 x 13 mm, fundo falso cônico, fundo do tubo plano, PP, tampa montada, 100 unid./pacote

Page 1



Product description

Order number	62.613
Descrição do artigo	Tubo de rosca, volume de trabalho: 3,5 ml, (CxØ): 92 x 13 mm, fundo falso cônico, fundo do tubo plano, transparente, material: PP, com escala, tampa montada, 100 unid./pacote, 1.000 unidades/caixa

Product characteristics

Graduação	sim
Forma do fundo	fundo falso cônico, fundo do tubo plano
Volume de trabalho	3,5 ml

Size

Diâmetro	13 mm
Comprimento do produto	92 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification

Tubo de rosca, 3,5 ml, (CxØ): 92 x 13 mm, fundo falso cônico, fundo do tubo plano, PP, tampa montada, 100 unid./pacote

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA, ADR
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	20000
Profundidade da embalagem externa	413 mm
Largura da embalagem externa	200 mm
Altura da embalagem externa	464 mm
Volume da embalagem externa	0.0383 cbm
Peso do produto	0.0033 kg
Peso da embalagem externa	4.34 kg
EAN da caixa interna	4038917082891
EAN da embalagem externa	4038917079136

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

