



Product Specification
Tubo, 10 ml, (CxØ): 100 x 16 mm, PP, com impressão

Page 1

Product description

Order number	62.9924.276
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 10 ml, (CxØ): 100 x 16 mm, material: PP, fundo cônico, transparente, tampa de pressão, sem tampa, com impressão, com escala, 100 unid./pacote

Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de pressão
Forma do fundo	fundo cônico
Volume de trabalho	10 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4500 x g

Size

Diâmetro	16 mm
Comprimento do produto	100 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	36000
Profundidade da embalagem externa	260 mm
Largura da embalagem externa	415 mm
Altura da embalagem externa	465 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
Tubo, 10 ml, (CxØ): 100 x 16 mm, PP, com
impressão

Page 2

Volume da embalagem externa	0.0502 cbm
Peso da embalagem externa	5 kg
EAN da caixa interna	4038917932783
EAN da embalagem externa	4038917932790

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-05-19

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT