



Product Specification
Tubo, 10 ml, (CxØ): 100 x 16 mm, PP, com
impressão

Page 1



Product description

Order number	62.9924.284
Descrição do artigo	Tubo, volume de trabalho: 10 ml, (CxØ): 100 x 16 mm, material: PP, fundo cônico, transparente, tampa de rosca, amarela, tampa montada, com impressão, rótulo/impressão: branca, com escala, estéril, 100 unid./pacote

Product characteristics

Rótulo/impressão	com impressão
Cor impressão/rótulo	branca
Graduação	sim
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Forma do fundo	fundo cônico
Volume de trabalho	10 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4500 x g

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
Tubo, 10 ml, (CxØ): 100 x 16 mm, PP, com
impressão

Page 2

Size

Diâmetro	16 mm
Comprimento do produto	100 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	amarela

Purity & certification

Corresponde às exigências	IATA
Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	30000
Profundidade da embalagem externa	608 mm
Largura da embalagem externa	324 mm
Altura da embalagem externa	264 mm
Volume da embalagem externa	0.052 cbm
Peso do produto	0.0054 kg
Peso da embalagem externa	6.2 kg
EAN da caixa interna	4038917155199
EAN da embalagem externa	4038917042710

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-05-06

This document was prepared by EDP
support and is valid without signature.



SARSTEDT