



**Product Specification**  
**Tubo de rosca, 5 ml, (CxØ): 57 x 16,5 mm, PP,**  
**com etiqueta de papel**

**Page 1**



**Product description**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Order number        | 63.542.709                                                                                                                                                                                                                            |
| Descrição do artigo | Tubo de rosca, volume de trabalho: 5 ml, (CxØ): 57 x 16,5 mm, material: PP, fundo plano, transparente, tampa de rosca, natural, tampa incluída, com etiqueta de papel, rótulo/impressão: branca/preta, com escala, 1.000 unid./pacote |

**Product characteristics**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Rótulo/impressão           | com etiqueta de papel |
| Cor impressão/rótulo       | branca/preta          |
| Graduação                  | sim                   |
| Tipo de fechamento         | tampa de rosca        |
| Forma do fundo             | fundo plano           |
| Volume de trabalho         | 5 ml                  |
| Centrifugação máxima (RCF) | 4000 x g              |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





**Product Specification**  
**Tubo de rosca, 5 ml, (CxØ): 57 x 16,5 mm, PP,**  
**com etiqueta de papel**

**Page 2**

**Size**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Diâmetro               | 16.5 mm |
| Comprimento do produto | 57 mm   |

**Material & colours**

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Material do produto    | Polipropileno (PP)                |
| Cor do produto         | transparente                      |
| Material de fechamento | High Density Polyethylene (HD-PE) |
| Cor da tampa           | natural                           |

**Purity & certification**

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Corresponde às exigências | IATA                     |
| Categoria do produto      | Diagnóstico in vitro, CE |
| Certificação CE           | CE                       |
| Em lotes                  | sim                      |

**Packaging**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Quantidade mínima do pedido       | 1000          |
| Tipo de embalagem interior        | pacote        |
| Unidades por caixa interna        | 1000          |
| Unidades por caixa                | 1000          |
| Unidades por palete               | 42000         |
| Profundidade da embalagem externa | 388 mm        |
| Largura da embalagem externa      | 378 mm        |
| Altura da embalagem externa       | 250 mm        |
| Volume da embalagem externa       | 0.0367 cbm    |
| Peso do produto                   | 0.0043 kg     |
| Peso da embalagem externa         | 4.73 kg       |
| EAN da caixa interna              | 4038917111621 |
| EAN da embalagem externa          | 4038917013277 |

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

