



Descrição do Produto

Número de pedido 97.8700.433
Descrição do artigo Módulo TS-Level, para ajustar a altura do TOPSWING em aprox. 9 cm durante a doação, empilhável

Características do produto

Campo de aplicação Obtenção de sangue e produtos sanguíneos

Dimensões

Largura do produto 26 cm
Altura do produto 10 cm
Comprimento do produto 48 cm

Pureza e certificação

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes sim

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Embalagem

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	1
Volume da embalagem externa	0.03 cbm
Peso do produto	1 kg
Peso da embalagem externa	1.5 kg
EAN da caixa interna	4028339633023
EAN da embalagem externa	4028339633016

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

