



Descrição do Produto

Número de pedido	97.8700.461
Descrição do artigo	Módulo de rádio DECT estação básica USB, para a comunicação de dados entre o TOPSWING PRO II DECT ou o TRANSWAAG PRO e o software de PC TRANSComm II

Características do produto

Campo de aplicação	Obtenção de sangue e produtos sanguíneos
--------------------	--

Dimensões

Largura do produto	9 cm
Altura do produto	4.5 cm
Comprimento do produto	14 cm

Pureza e certificação

Categoria do produto	Aparelhos, de acordo com a diretriz do equipamento
Certificação CE	CE
Em lotes	não

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Embalagem

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	1
Volume da embalagem externa	0.0039 cbm
Peso do produto	0.16 kg
Peso da embalagem externa	0.3 kg
EAN da caixa interna	4028339634327
EAN da embalagem externa	4028339634310

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

