



### **Descrição do Produto**

Número de pedido	79.8701.502
Descrição do artigo	Bolsa de sangue, volume nominal: 500 ml, com cânula venosa, preparo: Estabilizador CPDA-1, com proteção de cânula, estéril, 1 unid./pacote

### **Características do produto**

Tipo de preparo	Estabilizador CPDA-
Campo de aplicação	Obtenção de sangue e produtos sanguíneos

### **Dimensões**

Volume nominal	500 ml
Largura do produto	21 cm
Comprimento do produto	27 cm

### **Materiais e cores**

Cor do produto	transparente
----------------	--------------

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





### **Pureza e certificação**

Categoria do produto	Produto médico
Certificação CE	CE 0123 (TÜV SÜD)
Padrão de pureza	estéril
Isonção de pirogênio	sim
Amaciador	Dietil-hexilftalato (DEHP)
Em lotes	sim

### **Embalagem**

Quantidade mínima do pedido	40
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	40
Unidades por caixa	40
Volume da embalagem externa	0.0311 cbm
Peso do produto	0.1258 kg
Peso da embalagem externa	5.6 kg
EAN da caixa interna	4038917148450
EAN da embalagem externa	4038917031424

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

