



Descrição do Produto

Número de pedido	79.8701.990
Descrição do artigo	Rolha, para bolsas de sangue, para fechar a parte alongada das bolsas de sangue

Características do produto

Campo de aplicação	Obtenção de sangue e produtos sanguíneos
Indicado para	bolsas de sangue

Materiais e cores

Cor do produto	vermelha
----------------	----------

Pureza e certificação

Categoria do produto	Produto médico
Certificação CE	CE0482 (Medcert)
Esterilização	Esterilização a gás
Isenção de pirogênio	sim
Em lotes	sim

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Embalagem

Quantidade mínima do pedido	700
Unidades por caixa interna	700
Unidades por caixa	700
Unidades por palete	44800
Volume da embalagem externa	0,0199 cbm
Peso do produto	0,0017 kg
Peso da embalagem externa	1,57 kg
EAN da caixa interna	4028339690224
EAN da embalagem externa	4028339690217

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

