



Descrição do Produto

| | |
|---------------------|---|
| Número de pedido | 88.7750.400 |
| Descrição do artigo | Indicador de radiação RadTag®, fator de radiação: 25/50 Gy, para controle visual das intensidades mínima e máxima de irradiação para sangue e produtos sanguíneos |

Características do produto

| | |
|--------------------|----------------------|
| Campo de aplicação | Transfusão e infusão |
|--------------------|----------------------|

Pureza e certificação

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Categoria do produto | Não é um dispositivo médico DIV |
| Em lotes | sim |

Embalagem

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Quantidade mínima do pedido | 200 |
| Unidades por caixa interna | 200 |
| Unidades por caixa | 200 |
| Unidades por palete | 64800 |
| Profundidade da embalagem externa | 268 mm |

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





| | |
|------------------------------|---------------|
| Largura da embalagem externa | 191 mm |
| Altura da embalagem externa | 100 mm |
| Volume da embalagem externa | 0,0051 cbm |
| Peso do produto | 0,0004 kg |
| Peso da embalagem externa | 0,22 kg |
| EAN da caixa interna | 4038917141970 |
| EAN da embalagem externa | 4038917071994 |

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

