



## Descrição do Produto

Número de pedido	88.7750.415
Descrição do artigo	Indicador de radiação RadTag®, fator de radiação: 15/50 Gy, para controle visual das intensidades mínima e máxima de irradiação para sangue e produtos sanguíneos

## Características do produto

Campo de aplicação	Transusão e infusão
--------------------	---------------------

## Pureza e certificação

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Em lotes	sim

## Embalagem

Quantidade mínima do pedido	200
Unidades por caixa interna	200
Unidades por caixa	200
Unidades por palete	64800
Profundidade da embalagem externa	268 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Largura da embalagem externa	191 mm
Altura da embalagem externa	100 mm
Volume da embalagem externa	0,0051 cbm
Peso do produto	0,0004 kg
Peso da embalagem externa	0,22 kg
EAN da caixa interna	4038917260374
EAN da embalagem externa	4038917260367

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

