



### **Descrição do Produto**

Número de pedido 88.7780.190  
Descrição do artigo Embalagem de caixa desmontável, (CxLxA): 95 x 60 x 60 mm, para armazenamento de produtos sanguíneos

### **Características do produto**

Campo de aplicação Transfusão e infusão

### **Dimensões**

Largura do produto 60 mm  
Altura do produto 60 mm  
Comprimento do produto 95 mm

### **Materiais e cores**

Cor do produto branca

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





### **Pureza e certificação**

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes não

### **Embalagem**

Quantidade mínima do pedido 300  
Unidades por caixa interna 1  
Unidades por caixa 300  
Unidades por palete 14400  
Volume da embalagem 0,0245 cbm  
externa  
Peso do produto 0,011 kg  
Peso da embalagem externa 3,72 kg  
EAN da caixa interna 4038917142014  
EAN da embalagem externa 4038917080767

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

