



Descrição do Produto

Número de pedido	88.7780.197
Descrição do artigo	Caixa desmontável pequena, (CxLxA): 200 x 130 x 25 mm, com janela de visualização, para armazenamento de produtos sanguíneos

Características do produto

Campo de aplicação	Transfusão e infusão
Janela de visualização	sim

Dimensões

Largura do produto	130 mm
Altura do produto	25 mm
Comprimento do produto	200 mm

Materiais e cores

Cor do produto	branca
----------------	--------

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Pureza e certificação

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Embalagem

Quantidade mínima do pedido	300
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	300
Unidades por palete	8400
Volume da embalagem externa	0,0502 cbm
Peso do produto	0,029 kg
Peso da embalagem externa	9,42 kg
EAN da caixa interna	4038917142069
EAN da embalagem externa	4038917063159

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

