



Descrição do Produto

Número de pedido	88.7780.198
Descrição do artigo	Caixa desmontável grande, (CxLxA): 245 x 130 x 21 mm, com janela de visualização, para armazenamento de produtos sanguíneos

Características do produto

Campo de aplicação	Transfusão e infusão
Janela de visualização	sim

Dimensões

Largura do produto	130 mm
Altura do produto	21 mm
Comprimento do produto	245 mm

Materiais e cores

Cor do produto	branca
----------------	--------

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Pureza e certificação

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Embalagem

Quantidade mínima do pedido 350
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 350
Unidades por palete 350
Volume da embalagem 0,0518 cbm
externa
Peso do produto 0,0311 kg
Peso da embalagem externa 11,7 kg
EAN da caixa interna 4038917142076
EAN da embalagem externa 4038917074605

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

