



Descrição do Produto

Número de pedido 79.8673.901
Descrição do artigo Proteção do encosto de cabeça, (CxL): 32,5 x 27,5 cm, com Velcro, Peça de reposição

Características do produto

Campo de aplicação Obtenção de sangue e produtos sanguíneos

Dimensões

Largura do produto 27,5 cm
Comprimento do produto 32,5 cm

Materiais e cores

Cor do produto branca

Pureza e certificação

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Embalagem

Quantidade mínima do pedido	100
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	100
Volume da embalagem externa	0,0159 cbm
Peso do produto	0,0034 kg
Peso da embalagem externa	0,65 kg
EAN da caixa interna	4028339670424
EAN da embalagem externa	4028339670417

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

