



Descrição do Produto

Número de pedido	97.8700.310
Descrição do artigo	Cadeira de doação de sangue móvel, para o doador se deitar durante a doação de sangue, capacidade: 200 kg, dobrável de maneira rápida e fácil, (CxLxA): 12,5 x 56 x 88 cm

Características do produto

Campo de aplicação	Obtenção de sangue e produtos sanguíneos
--------------------	--

Dimensões

Largura do produto	56 cm
Altura do produto	88 cm
Comprimento do produto	12,5 cm

Materiais e cores

Cor do produto	vermelha
----------------	----------

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Pureza e certificação

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Embalagem

Quantidade mínima do pedido 1
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 1
Peso do produto 11,8 kg
Peso da embalagem externa 13 kg
EAN da caixa interna 4028339671322
EAN da embalagem externa 4028339671315

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

