



### Descrição do Produto

Número de pedido	97.8700.330
Descrição do artigo	Mesa de doação de sangue móvel, Mesa de apoio para a coleta de sangue móvel, dobrável de maneira rápida e fácil, (CxLxA): 40 x 55 x 73 cm

### Características do produto

Campo de aplicação	Obtenção de sangue e produtos sanguíneos
--------------------	--

### Dimensões

Largura do produto	55 cm
Altura do produto	73 cm
Comprimento do produto	40 cm

### Materiais e cores

Cor do produto	vermelha
----------------	----------

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





### **Pureza e certificação**

Produto segundo MPG ou IVD Não é um dispositivo médico | DIV  
Número de lote ou de série não

### **Embalagem**

Quantidade mínima do pedido	1
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	1
Unidades por palete	10
Volume da embalagem externa	0,1014 cbm
Peso do produto	6 kg
Peso da embalagem externa	7 kg
EAN da caixa interna	4028339671421
EAN da embalagem externa	4028339671414

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

