



### **Descrição do Produto**

Número de pedido	97.8700.335
Descrição do artigo	Mesa de doação de sangue móvel, mesa de apoio grande para a coleta de sangue móvel, dobrável de maneira rápida e fácil, (CxLxA): 45 x 95 x 73 cm

### **Características do produto**

Campo de aplicação	Obtenção de sangue e produtos sanguíneos
--------------------	--

### **Dimensões**

Largura do produto	95 cm
Altura do produto	73 cm
Comprimento do produto	45 cm

### **Materiais e cores**

Cor do produto	vermelha
----------------	----------

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





### **Pureza e certificação**

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes não

### **Embalagem**

Quantidade mínima do pedido 1  
Tipo de embalagem interior caixa de papelão  
Unidades por caixa interna 1  
Unidades por caixa 1  
Volume da embalagem 0.1244 cbm  
externa  
Peso do produto 7 kg  
Peso da embalagem externa 8 kg  
EAN da caixa interna 4028339671520  
EAN da embalagem externa 4028339671513

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

