



Descrição do Produto

Número de pedido	87.7708.909
Descrição do artigo	Agitador de trombócitos, para aprox. 24 bolsas de sangue, 60 movimentos/minuto (ajustável), material: aço inoxidável, dimensões (CxLxA): 35 x 44,8 x 25 cm

Características do produto

Campo de aplicação	Transfusão e infusão
Tensão de alimentação	240 V
Consumo de energia durante o funcionamento	50 W
Frequência	50 Hz - 60 Hz

Dimensões

Largura do produto	44,8 cm
Altura do produto	25 cm
Comprimento do produto	35 cm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Materiais e cores

Material do produto aço inoxidável

Pureza e certificação

Produto segundo MPG ou IVD Não é um dispositivo médico | DIV

Certificação CE CE

Número de lote ou de série não

Embalagem

Quantidade mínima do pedido 1

Unidades por caixa interna 1

Unidades por caixa 1

Unidades por palete 8

Volume da embalagem 0,15 cbm
externa

Peso do produto 17 kg

Peso da embalagem externa 19,5 kg

EAN da caixa interna 4038917140706

EAN da embalagem externa 4038917062169

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

