



### Descrição do Produto

Número de pedido 88.7708.095  
Descrição do artigo Selagem manual, para fechar tubos flexíveis de bolsas de sangue, material: alumínio

### Características do produto

Campo de aplicação Obtenção de sangue e produtos sanguíneos

### Materiais e cores

Material do produto alumínio  
Cor do produto cinza

### Pureza e certificação

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes não

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





## **Embalagem**

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	99000
Unidades por palete	6336000
Profundidade da embalagem externa	398 mm
Largura da embalagem externa	298 mm
Altura da embalagem externa	215 mm
Volume da embalagem externa	0.0255 cbm
Peso do produto	0.0001 kg
Peso da embalagem externa	11.88 kg
EAN da caixa interna	4038917140454
EAN da embalagem externa	4038917550222

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

