



### Descrição do Produto

Número de pedido	97.8800.200
Descrição do artigo	Alicate de corte/selagem, para cortar, segmentar e fechar o tubo flexível de coleta de sangue

### Características do produto

Campo de aplicação	Obtenção de sangue e produtos sanguíneos
--------------------	--

### Dimensões

Largura do produto	5 cm
Comprimento do produto	16 cm

### Materiais e cores

Cor do produto	vermelha
----------------	----------

### Pureza e certificação

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Em lotes	não

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





## **Embalagem**

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	1
Volume da embalagem	0.0039 cbm
externa	
Peso do produto	0.16 kg
Peso da embalagem externa	0.34 kg
EAN da caixa interna	4028339660227
EAN da embalagem externa	4028339660210

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

