



### Descrição do Produto

Número de pedido 87.7709.031  
Descrição do artigo Bateria para retificador de tubos flexíveis AST-

### Características do produto

Campo de aplicação Obtenção de sangue e produtos sanguíneos  
Tensão de alimentação 7,2 V  
Potência da bateria 700 mAh

### Pureza e certificação

Produto segundo MPG ou IVD Não é um dispositivo médico | DIV  
Número de lote ou de série sim

### Embalagem

Quantidade mínima do pedido 1  
Unidades por caixa interna 1  
Unidades por caixa 1  
Unidades por palete 432  
Profundidade da caixa interna 41 mm  
Largura da caixa interna 41 mm  
Altura da caixa interna 102 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





## Especificação do produto Bateria

Página 2

Profundidade da embalagem externa	188 mm
Largura da embalagem externa	188 mm
Altura da embalagem externa	100 mm
Volume da embalagem externa	0,0035 cbm
Peso do produto	0,109 kg
Peso da embalagem externa	0,26 kg
EAN da caixa interna	4038917141178
EAN da embalagem externa	4038917279697

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2021-04-20

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**