



## Descrição do Produto

Número de pedido	87.7709.033
Descrição do artigo	Fonte de alimentação para retificador de tubos flexíveis AST-

## Características do produto

Campo de aplicação	Obtenção de sangue e produtos sanguíneos
Tensão de alimentação	240 V

## Pureza e certificação

Produto segundo MPG ou IVD	Não é um dispositivo médico   DIV
Certificação CE	Fornecedor CE > sem CE Sarstedt
Número de lote ou de série	não

## Embalagem

Quantidade mínima do pedido	1
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	1
Unidades por palete	432
Profundidade da embalagem externa	188 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





## Especificação do produto Fonte de alimentação

Página 2

Largura da embalagem externa	188 mm
Altura da embalagem externa	100 mm
Volume da embalagem externa	0,0035 cbm
Peso do produto	0,365 kg
Peso da embalagem externa	0,54 kg
EAN da caixa interna	4038917141192
EAN da embalagem externa	4038917067164

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2021-04-20

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**