



Descrição do Produto

Número de pedido	87.7709.035
Descrição do artigo	Retificador de tubos flexíveis, com função de parada automática, interruptor de pedal, suporte de mesa

Características do produto

Campo de aplicação	Obtenção de sangue e produtos sanguíneos
Tensão de alimentação	240 V
Consumo de energia durante o funcionamento	20 W
Frequência	50 Hz - 60 Hz

Dimensões

Largura do produto	140 mm
Altura do produto	71 mm
Comprimento do produto	250 mm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Pureza e certificação

Produto segundo MPG ou IVD Não é um dispositivo médico | DIV
Certificação CE CE
Número de lote ou de série não

Embalagem

Quantidade mínima do pedido 1
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 1
Unidades por palete 84
Profundidade da embalagem 388 mm
externa
Largura da embalagem 358 mm
externa
Altura da embalagem externa 125 mm
Volume da embalagem 0,0174 cbm
externa
Peso do produto 2,103 kg
Peso da embalagem externa 2,76 kg
EAN da caixa interna 4038917258890
EAN da embalagem externa 4038917258883

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

