



Descrição do Produto

Número de pedido 87.7708.814
Descrição do artigo Calha para 4 aparelhos

Características do produto

Campo de aplicação Obtenção de sangue e produtos sanguíneos

Pureza e certificação

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Embalagem

Quantidade mínima do pedido 1
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 1
Unidades por palete 1
Volume da embalagem 0,0014 cbm
externa
Peso do produto 0,228 kg
Peso da embalagem externa 0,42 kg
EAN da caixa interna 4038917341752

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Especificação do produto
Trilho de fixação 4f MS 1000

Página 2

EAN da embalagem externa 4038917341745

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:
2021-10-26

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



SARSTEDT