



Descrição do Produto

Número de pedido	97.8750.000
Descrição do artigo	TRANS Control 4 °C elemento duplo, para transportar concentrados de eritrócitos e preparados de sangue total a temperaturas entre 2 e 6 °C

Características do produto

Temperatura recomendada	4 °C
Campo de aplicação	Transporte e armazenamento

Dimensões

Largura do produto	15,5 cm
Comprimento do produto	27 cm

Materiais e cores

Cor do produto	azul
----------------	------

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Pureza e certificação

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido 1
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 1
Volume da embalagem 0,0039 cbm
externa
Peso do produto 0,85 kg
Peso da embalagem externa 1,05 kg
EAN da caixa interna 4028339780123
EAN da embalagem externa 4028339780116

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

