



Descrição do Produto

Número de pedido	97.8750.011
Descrição do artigo	TRANS Control 22 °C quadro, para expansão da capacidade do TRANS Control 22°

Características do produto

Temperatura recomendada	22 °C
Campo de aplicação	Transporte e armazenamento

Dimensões

Largura do produto	15,5 cm
Comprimento do produto	27 cm

Materiais e cores

Cor do produto	verde
----------------	-------

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Pureza e certificação

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido 1
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 1
Volume da embalagem 0,0039 cbm
externa
Peso do produto 0,13 kg
Peso da embalagem externa 0,33 kg
EAN da caixa interna 4028339780420
EAN da embalagem externa 4028339780413

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

