



Descrição do Produto

Número de pedido	97.8750.021
Descrição do artigo	TRANS Control -30 °C quadro, para expansão da capacidade do TRANS Control -30°

Características do produto

Temperatura recomendada	-30
Campo de aplicação	Transporte e armazenamento

Dimensões

Largura do produto	15.5 cm
Comprimento do produto	27 cm

Materiais e cores

Cor do produto	amarela
----------------	---------

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Pureza e certificação

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes sim

Embalagem

Quantidade mínima do pedido 1
Tipo de embalagem interior caixa de papelão
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 1
Volume da embalagem 0.0039 cbm
externa
Peso do produto 0.29 kg
Peso da embalagem externa 0.49 kg
EAN da caixa interna 4028339781021
EAN da embalagem externa 4028339781014

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

