



Descrição do Produto

Número de pedido	97.8750.050
Descrição do artigo	Caixa de transporte, para o transporte de produtos sanguíneos mantendo a temperatura de armazenamento prescrita, para 4 elementos TRANS Control ou 1 elemento TRANS Control com 3 quadros TRANS Control, com isolamento, pode ser fechado, com alça de transporte

Características do produto

Campo de aplicação	Transporte e armazenamento
--------------------	----------------------------

Dimensões

Largura do produto	37 cm
Altura do produto	31 cm
Comprimento do produto	38 cm

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





Materiais e cores

Cor do produto cinza

Pureza e certificação

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Embalagem

Quantidade mínima do pedido 1
Tipo de embalagem interior caixa de papelão
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 1
Volume da embalagem 0.0598 cbm
externa
Peso do produto 3.55 kg
Peso da embalagem externa 4.25 kg
EAN da caixa interna 4028339781120
EAN da embalagem externa 4028339781113

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

