



### Descrição do Produto

Número de pedido	97.8750.143
Descrição do artigo	Embalagem de envio, para enviar o Mono, Mono / Triple e Triple Box, adequado para escrever

### Características do produto

Campo de aplicação	Transporte e armazenamento
--------------------	----------------------------

### Materiais e cores

Cor do produto	marrom
----------------	--------

### Pureza e certificação

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Em lotes	não

### Embalagem

Quantidade mínima do pedido	20
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	20
Unidades por caixa	20
Peso do produto	0.42 kg

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização a terceiros sem o consentimento prévio por escrito.





**Especificação do produto**  
**Embalagem de envio**

**Página 2**

Peso da embalagem externa 10.4 kg  
EAN da caixa interna 4028339781724  
EAN da embalagem externa 4028339781717

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a qualquer momento, sem notificação prévia.

Esta especificação é confidencial e de propriedade da Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Data de emissão:  
2022-05-26

Este documento foi emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.



**SARSTEDT**